

Refrigeradores y congeladores

Diseñados para mantener una temperatura homogénea de +2 °C a +8 °C en refrigeración y de -15 °C a -86 °C en los equipos de baja temperatura.



Ultracongelador

-86 °C.

Código	Descripción	Medida	Capacidad
ULF40086	4 puertas y 3 estantes de serie 1 puerta y 1 estante adicionales	793x915x1986 mm (ext.)	400 l
ULF50086	4 puertas y 3 estantes de serie 1 puerta y 1 estante adicionales	944x915x1986 mm (ext.)	500 l
ULF70086	4 puertas y 3 estantes de serie 1 puerta y 1 estante adicionales	1224x915x1986 mm (ext.)	700 l

Otros accesorios adicionales:

- Backup de CO2 (instalado en fábrica)
- Dado Ethernet Gateway
- Dado Ethernet Gateway GSM



Máquina de hielo troceado

Código	Medida	Producción	Almacén
FHT60AW	450x620x680 mm (ext.)	60 kg	10 kg
FHT90AW	500x660x800 mm (ext.)	90 kg	30 kg



Congelación

-10 °C / -25 °C.

Código	Descripción	Medida	Capacidad
LEF15S	3 estantes de serie Estante adicional Cajón adicional	600x600x825 mm (ext.)	150 l
LTF40SD	8 cajones de serie Estante adicional Cajón adicional	670x660x1955 mm (ext.)	400 l
LTF43SD	Estático. Con 5 parrillas de serie	687x670x2010 mm (ext.)	430 l

Otros accesorios adicionales:
Pasamuros
Ruedas
Datalogger Bluetooth



Refrigeración

+2 °C / +8 °C.

Código	Descripción	Medida	Capacidad
LER15S	3 estantes de serie	600x600x825 mm (ext.)	150 l
LER36S	5 estantes de serie	620x600x1845 mm (ext.)	360 l
LER36G	5 estantes de serie	620x600x1845 mm (ext.)	360 l

Otros accesorios adicionales:
Estante
Cajón
Pasamuros
Ruedas
Sonda de simulación de producto
Termostato anticongelación
Datalogger Bluetooth



Sistemas de envasado: BI bolsa, CI caja, EI envase, PI pack, RI recipiente y RLLI rollo

Material auxiliar de laboratorio

Crioracks

Racks de acero inoxidable para congeladores verticales. Para gradillas de 50 mm de alto. También disponibles en otras medidas y fabricación a medida especial.

Código	Descripción	Medida	Presentación
453RV503X3	Bandeja fija. Rack de 3x3	165x420x140 mm	C/ 1 ud.
453RV504X3	Bandeja fija. Rack de 4x3	223x420x140 mm	C/ 1 ud.
453RV504X4	Bandeja fija. Rack de 4x4	223x560x140 mm	C/ 1 ud.
453RV505X4	Bandeja fija. Rack de 5x4	277x560x140 mm	C/ 1 ud.
453RVB503X3	Bandeja extraíble. Rack de 3x3	175x420x140 mm	C/ 1 ud.
453RVB504X3	Bandeja extraíble. Rack de 4x3	231x420x140 mm	C/ 1 ud.
453RVB504X4	Bandeja extraíble. Rack de 4x4	231x550x140 mm	C/ 1 ud.
453RVB505X4	Bandeja extraíble. Rack de 5x4	292x550x140 mm	C/ 1 ud.



Cajas congelación de cartón -196 °C + 121 °C

Cajas de cartón con capacidad para 81 criotubos de 1,5/1,8/2,0 ml. Medidas exteriores: 133x130x47 mm (ancho x fondo x alto).

Código	Descripción	Capacidad	Presentación
453901281	Caja de cartón rejilla interior de cartón	81 tubos 9x9	C/ 1 ud.
453901200	Caja de cartón rejilla interior de cartón	100 tubos 10x10	C/ 1 ud.



42

Cajas congelación de plástico -90 °C + 121 °C

Cajas de plástico con rejilla indicadora de posición de criotubos en la tapa. Medidas exteriores: 130x130x50 mm (ancho x fondo x alto).

Código	Descripción	Capacidad	Presentación
453P81	Caja de plástico con tapa y rejilla indicadora	81 tubos 9x9	C/ 1 ud.



Reloj avisador

Reloj digital de pequeño formato con pinza para sujetarlo en el bolsillo, imán para adosarlo a una superficie metálica y un soporte para mantenerlo en posición vertical si se desea.

Código	Medida	Material	Color	Presentación
162291137	65x50x23 mm	ABS	Blanco	C/ 1 ud.

